

Kernpräparate

Kernpräparate gehören zum alltäglichen Bedarf der Konditoren, Bäcker und Süßwarenhersteller. Sie werden verwendet zum Bestreuen und Garnieren sowie als Zusatz zu Füllungen von Konditor-, Back- und Süßwaren.



Lagerung

Kühl bei max. 18°C, dunkel, trocken
Relative Luftfeuchte: max. 60 %.

Produkte

MP MANDELPRÄPARATE

Diese werden aus weiß geschälten süßen Mandeln in verschiedenen Formen hergestellt.

MP1: weiße geschälte ganze Mandeln zum Belegen

MP2: halbe Belegmandeln

MPSPL: Mandelsplitter, schöne große Splitter

MPSCH: Mandeln geschnitten, d. h. in fein gehobelten, großen Blättchen

MPHM: Mandeln, gehackt „mittel“

MPGR: Mandelgrieß

HP HASELNUSSPRÄPARATE

Diese werden aus geschälten Haselnüssen in verschiedenen Formen hergestellt.

HP1: weißgeschälte, ganze Haselnüsse

HPHM: Haselnüsse, gehackt „mittel“

HPSCH: Haselnüsse geschnitten, d.h. in fein gehobelten großen Blättchen

HPGR: Haselnussgrieß